

- **Hombre-** Por favor de ponerse el cinturón alrededor de su pecho
Mujer- Por favor de ponerse el cinturón debajo de su pecho
- Después que le ponga la batería correctamente a la unidad y el cinturón este asegurado en cada lado, inmediatamente la unidad va a encender las luces.
- Se dará cuenta que la unidad se encendió automáticamente después que veas las luces arriba de la máquina alumbrarse. Si las luces no se alumbran, por favor de verificar que las baterías estén puestas correctamente y que el cinturón este conectado en cada lado. Ajuste el cinturón para que la unidad detecte el sensor.
- Vera 3 sensores verdes: el cinturón de esfuerzo respiratorio, la cánula nasal, y el sensor del pulso para el dedo. Después de un par de minutos, las luces se apagaran. Esto significa que has comenzado el examen.
- Si algún sensor se pone amarillo, esto significa que tienes que ajustar el sensor correspondiente con la luz. Después que hayas ajustado el sensor, la luz se cambiará a verde y volverá a apagarse.
- Por favor de usar la cinta quirúrgica previsto en la caja para sostener los sensores en su lugar.
- **NO PRESIONE NINGUN BOTÓN.** Puede interrumpir el examen.
- Cuando el examen este completo, la unidad se apagará inmediatamente. Por favor de dejarle las baterías a la unidad, colocar la unidad, como esta, en la caja y completar el papeleo para el paciente para devolverlo con la unidad.
- Por favor de ponerle la etiqueta prepaga encima de la caja y devolverla al correo postal más cercano.